

RANDOX

CONTROLES DE ENFERMEDADES
INFECCIOSAS (SEROLOGÍA)



ACUSERA



CONTROLES DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS

Controles de tercera opinión, multi
marcadores diseñados para dar resultados
precisos y fiables.



01 BENEFICIOS

02 CONTROLES DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS

03 CONTÁCTENOS

BENEFICIOS

Nuestros controles de enfermedades infecciosas (serología) de Acusera están diseñados para ofrecer una solución rentable y de alta calidad para el análisis de enfermedades infecciosas, a la vez que producen resultados fiables una y otra vez. Cubriendo una amplia gama de enfermedades infecciosas, incluyendo VIH, Hepatitis, EBV, ToRCH y enfermedad de Lyme, nuestros controles son compatibles con todas las plataformas y contienen valores objetivo para la mayoría de las plataformas de inmunoensayo más populares, como Roche, Abbott, Siemens y Beckman, entre otras.



Líquido listo para usar

- Todas las muestras se proporcionan en un formato líquido, fácil de usar y listo para el uso, lo que reduce significativamente el tiempo de preparación y el riesgo de errores de pipeteo.



Conmutabilidad

- Fabricado a partir de plasma humano, cada control está diseñado para reaccionar de la misma manera que la muestra del paciente, lo que ayuda a cumplir con los requisitos de ISO 15189: 2012.



Controles de tercera opinión

- Diseñados para ofrecer una evaluación independiente e imparcial del rendimiento con cualquier instrumento o método, la gama Acusera ayudará a cumplir con los requisitos de ISO 15189: 2012 y eliminará la necesidad de controles específicos para múltiples instrumentos.



Reducción de residuos

- Con una estabilidad de 60 días de 2°C a 8°C, los desechos y los costos se mantienen al mínimo.



Consolidación

- La disponibilidad de controles múltiples marcadores reducirá la cantidad de controles individuales necesarios, lo que finalmente reducirá costos, tiempo y espacio de almacenamiento.



Clínicamente relevante

- Diseñado para desafiar los rangos clínicamente relevantes, nuestras muestras de baja reactividad aseguran un rendimiento preciso y confiable del instrumento.



Acusera 24•7

- Nuestros controles de enfermedades infecciosas (serología) de Acusera son compatibles con nuestro software de gestión de datos interlaboratorial Acusera 24•7.

CONTROLES DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS

Enfermedad de Lyme (*Borrelia burgdorferi*)

La enfermedad de Lyme es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria *Borrelia burgdorferi* y propagada por garrapatas.

Nuestro control ofrece una verdadera solución de tercera opinión para la detección de la enfermedad de Lyme en la mayoría de los analizadores de inmunoensayo. Todas las muestras se suministran en un formato fácil de usar y líquido listo para el uso.

Analitos

Borrelia burgdorferi IgG | *Borrelia burgdorferi* IgM

Descripción	Tamaño	Código de catálogo	Beneficios
Enfermedad de Lyme, control negativo	1 x 5 ml	SR10345	<ul style="list-style-type: none">• Líquido listo para el uso• 100% plasma humano• Estabilidad del vial abierto de 60 días de 2°C a 8°C• Adecuado para usar con la mayoría de los analizadores de inmunoensayo
Enfermedad de Lyme, control positivo	1 x 5 ml	SR10346	

ToRCH

ToRCH se asocia más comúnmente con anomalías congénitas causadas por una variedad de patógenos, incluyendo *Treponema pallidum* (sífilis), Virus de Varicela Zoster, Rubéola y Citomegalovirus. La mayoría de las infecciones de ToRCH causan una leve morbilidad materna, pero pueden tener graves consecuencias para el feto.

Nuestro portafolio de ToRCH incluye controles positivos para anticuerpos IgG e IgM además de un control negativo. Cada control se fabrica con plasma humano y es adecuado para usar con la mayoría de los analizadores de inmunoensayo. La disponibilidad de muestras líquidas listas para el uso ayuda a reducir el tiempo de preparación y la posibilidad de error humano.

Analitos - ToRCH Negativo

Citomegalovirus (CMV) IgG | Citomegalovirus (CMV) IgM | Virus Epstein Barr (EBV) EBNA IgG | Virus Epstein Barr (EBV) VCA IgG | Virus Epstein Barr (EBV) IgM | *Helicobacter pylori* IgG | Herpes Simplex Virus 1 (HSV-1) IgG | Herpes Simplex Virus 1 (HSV-1) IgM | Herpes Simplex Virus 2 (HSV-2) IgG | Herpes Simplex Virus 2 (HSV-2) IgM | IgG contra el sarampión | Paperas IgG | Rubéola IgG | Rubéola IgM | *Toxoplasma gondii* IgG | *Toxoplasma gondii* IgM | *Treponema pallidum* (sífilis) IgG | Virus Varicela Zoster (VZV) IgG

Analitos - ToRCH IgG Positivo

Citomegalovirus (CMV) IgG | *Helicobacter pylori* IgG | Herpes Simplex Virus 1 (HSV-1) IgG | Herpes Simplex Virus 2 (HSV-2) IgG | IgG contra el sarampión | Paperas IgG | Rubéola IgG | *Toxoplasma gondii* IgG | *Treponema pallidum* (sífilis) IgG | Virus Varicela Zoster (VZV) IgG

Analitos - ToRCH IgM Positivo

Citomegalovirus (CMV) IgM | Herpes Simplex Virus 1 (HSV-1) IgM | Herpes Simplex Virus 2 (HSV-2) IgM | Rubéola IgM | *Toxoplasma gondii* IgM

Descripción	Tamaño	Código de catálogo	Beneficios
control ToRCH negativo	6 x 5 ml	SR10347	<ul style="list-style-type: none">• Líquido listo para el uso• 100% plasma humano• Estabilidad del vial abierto de 60 días de 2°C a 8°C• Adecuado para usar con la mayoría de los analizadores de inmunoensayo
control ToRCH IgG positivo	3 x 5 ml	SR10348	
control ToRCH IgM positivo	3 x 5 ml	SR10349	

CONTROLES DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS

Virus Epstein Barr (EBV)

El EBV es un virus extremadamente común, que se transmite principalmente a través de la saliva y causa mononucleosis. La mayoría de las personas se infectarán con EBV en algún momento de su vida, sin embargo, en muchos casos pueden no experimentar ningún síntoma.

El control Acusera EBV se suministra en un cómodo formato líquido listo para el uso y es adecuado para para usar con la mayoría de los analizadores de inmunoensayo.

Analitos

Virus Epstein Barr (EBV) EBNA IgG | Virus Epstein Barr (EBV) VCA IgG | Virus Epstein Barr (EBV) IgM

Descripción	Tamaño	Código de catálogo	Beneficios
control EBV positivo	1 x 5 ml	SR10350	<ul style="list-style-type: none">• Líquido listo para el uso• 100% plasma humano• Estabilidad del vial abierto de 60 días de 2°C a 8°C• Adecuado para usar con la mayoría de los analizadores de inmunoensayo

Serología

Se encuentra disponible una gama de controles serológicos positivos y negativos que comprenden diversas enfermedades infecciosas, como VIH, hepatitis, HTLV y sífilis.

Los controles Acusera de serología se suministran líquidos listos para el uso y son adecuados para usar en la mayoría de los analizadores de inmunoensayo.

Analitos - Serología Negativo

Anti-HAV | Anti-HBc | Anti-Hbe | Anti-HBs | Anti-VHC | Anti-VIH 1/2 | Anti-HTLV 1/2 | HAV IgM | HBc IgM | HbeAg | HBsAg | VIH P24Ag | Treponema pallidum (sífilis) IgG

Analitos - Serología I Positivo

Anti-HBc | Anti-VHC | Anti-VIH 1/2 | Anti-HTLV 1/2 | HBsAg | Treponema pallidum (sífilis) IgG

Analitos - Serología II Positivo

Anti-HAV | Anti-HBc | Anti-Hbe | Anti-HBs

Analitos - Serología III Positivo

HAV IgM | HBc IgM

Descripción	Tamaño	Código de catálogo	Beneficios
control negativo de serología	6 x 5 ml	SR10351	<ul style="list-style-type: none">• Líquido listo para el uso• 100% plasma humano• Estabilidad del vial abierto de 60 días de 2°C a 8°C• Adecuado para usar con la mayoría de los analizadores de inmunoensayo
control positivo I de serología	3 x 5 ml	SR10352	
control positivo II de serología	3 x 5 ml	SR10353	
control positivo III de serología	3 x 5 ml	SR10354	

Contáctenos para más información sobre nuestros productos y servicios.

Oficinas centrales

Randox Laboratories Ltd, 55 Diamond Road, Crumlin, County Antrim, BT29 4QY, United Kingdom

☎ +44 (0) 28 9445 4399 ✉ marketing@randox.com 🌐 riqas.com

Oficinas internacionales



AUSTRALIA

Randox (Australia) Pty Ltd.
Tel: +61 (0) 2 9615 4640



BRAZIL

Randox Brasil Ltda.
Tel: +55 11 5181-2024



CHINA

Randox Laboratories Ltd.
Tel: +86 021 6288 6240



CZECH REPUBLIC

Randox Laboratories S.R.O.
Tel: +420 2 1115 1661



FRANCE

Laboratoires Randox
Tel: +33 (0) 130 18 96 80



GERMANY

Randox Laboratories GmbH
Tel: +49 (0) 215 1937 0611



HONG KONG

Randox Laboratories Hong Kong Limited
Tel: +852 3595 0515



ITALY

Randox Laboratories Ltd.
Tel: +39 06 9896 8954



INDIA

Randox Laboratories India Pvt Ltd.
Tel: +91 80 6751 5000



POLAND

Randox Laboratories Polska Sp. z o.o.
Tel: +48 22 862 1080



PORTUGAL

Irandox Laboratorios Quimica Analitica Ltda
Tel: +351 22 589 8320



PUERTO RICO

Clinical Diagnostics of Puerto Rico, LLC
Tel: +1 787 701 7000



REPUBLIC OF IRELAND

Randox Teoranta
Tel: +353 7495 22600



SLOVAKIA

Randox S.R.O.
Tel: +421 2 6381 3324



SOUTH AFRICA

Randox Laboratories SA (Pty) Ltd.
Tel: +27 (0) 11 312 3590



SOUTH KOREA

Randox Korea
Tel: +82 (0) 31 478 3121



SPAIN

Laboratorios Randox S.L.
Tel: +34 93 475 09 64



SWITZERLAND

Randox Laboratories Ltd. (Switzerland)
Tel: +41 41 810 48 89



UAE

Randox Medical Equipments Trading LLC
Tel: +971 55 474 9075



USA

Randox Laboratories-US, Ltd.
Tel: +1 304 728 2890



VIETNAM

Randox Laboratories Ltd. Vietnam
Tel: +84 (0) 8 391 1 0904

Para soporte técnico contacte

technical.services@randox.com

RANDOX
QUALITY CONTROL



LT708ESP JUL19