


RANDOX

RIQAS ГЕМАТОЛОГИЯ 5 DIFF И
РЕТИКУЛОЦИТЫ

ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ



RIQAS

RIQAS ГЕМАТОЛОГИЯ 5DIFF И РЕТИКУЛОЦИТЫ ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

RIQAS рада объявить о запуске новой пилотной программы в ближайшие месяцы. Новый гематологический материал будет доступен для различных аналитических систем, кроме ручных методик.

Состоит из трёх образцов, охватывающих различные концентрации. Этот пилотный проект доступен для новых и существующих участников. Используемый материал будет предоставлен в виде первичного образца в пробирке объемом 2 мл.



Параметры

WBC (Neu, Lym, Mon, Eos, Bas) | RBC | HGB | HCT | MCV | MCH | MCHC | RDW-CV | RDW-SD | PLT | MPV | PDW | PCT | Reticulocytes

Программа	Количество параметров	Объём образца	№ по каталогу	Условия участия
RIQAS Гематология (5DIFF + ретикулоциты) ПИЛОТ	19	2 ml	RQ9192	Обсудите с Представителем Randox



- Жидкие, готовые к использованию образцы



- 100% цельная кровь, без использования латекса и искусственных добавок, стабилизирован клетками млекопитающих




- Отправка и просмотр результатов онлайн через RIQAS.Net



- Все образцы должны быть измерены и отправлены

ACUSERA 24•7 Интерактивная программная платформа по контролю качества со статистикой по равным группам в реальном времени



Программное обеспечение Acusera 24•7, разработанное для совместного использования с линейкой независимых контрольных материалов Acusera, помогает лабораториям отслеживать и интерпретировать данные внутрилабораторного КК. Acusera 24•7 – наиболее комплексный программный пакет из имеющихся на рынке, обладающий впечатляющим набором функций, среди которых интерактивные диаграммы, автоматический расчет неопределенности измерений и сигмаметрии, а также статистические данные по равным группам, получаемые в режиме реального времени от участников нашей обширной базы лабораторий.



ACUSERA Независимые контрольные материалы предлагают полную консолидацию тестового меню

Благодаря уникальному сочетанию более 100 анализов в одном контроле лаборатории могут значительно снизить затраты и консолидировать без ущерба для качества. Независимый контроль гарантирует объективную оценку с помощью любого инструмента или метода.