


RANDOX

# 新型冠状病毒(Sars-CoV-2)抗体质控

新型冠状病毒(Sars-CoV-2)抗体的血清学质控品



ACUSERA



## 新型冠状病毒(Sars-CoV-2)抗体质控品

朗道的新型冠状病毒(Sars-CoV-2)抗体质控包含阳性和阴性质控, 已获得CE认证。

其主要用于监测实验室检测方法精密度。



### 分析物

新型冠状病毒(Sars-CoV-2)抗体质控

### 产品描述

新型冠状病毒(Sars-CoV-2)抗体阳性质控  
新型冠状病毒(Sars-CoV-2)抗体阴性质控

### 规格

2 x 4 ml  
2 x 4 ml

### 货号

COV10460



• 液体即用, 减少准备时间



• 第三方质控, 独立的精密度性能评估



• 100%人血浆, 人基质的样本



• 完整的阳性和阴性的质控组合



• 2°-8°C开瓶稳定期可达30天, 减少浪费



• CE认证

## 其他血清学质控品

### 莱姆病 (伯氏疏螺旋体)

描述	规格	货号
莱姆病阴性质控品	1 x 5 ml	SR10345
莱姆病阳性质控品	1 x 5 ml	SR10346

### ToRCH

描述	规格	货号
ToRCH 阴性质控品	6 x 5 ml	SR10347
ToRCH IgG 阳性质控品	3 x 5 ml	SR10348
ToRCH IgM 阳性质控品	3 x 5 ml	SR10349

### EB病毒 (EBV)

描述	规格	货号
EBV 阳性质控品	1 x 5 ml	SR10350

### 血清学

描述	规格	货号
血清学阴性质控品	6 x 5 ml	SR10351
血清学I 阳性质控品	3 x 5 ml	SR10352
血清学II 阳性质控品	3 x 5 ml	SR10353
血清学III 阳性质控品	3 x 5 ml	SR10354

